

Laborlichter

STARLAB Aktionspreise - nur solange der Vorrat reicht!

NEU! Lernen Sie unseren Mixer HC kennen: Mischen, Heizen und Kühlen kombiniert in einem Gerät. Durch eine Vielzahl von Wechselblöcken für alle gängigen Gefäße und Plattenformate bietet der Mixer HC Ihnen maximale Flexibilität bei der Probenaufbereitung.

Die intuitive Bedienung und der sichere Stand bei kleiner Stellfläche machen den Mixer HC zu Ihrem neuen, zuverlässigen Begleiter bei der täglichen Laborroutine. Mehr unter www.starlab.de.



Mischen Sie mit!

Der neue Tube Roller zum Spartarif



285 €

- Kostengünstiger Rollenmischer für eine Vielzahl von Probengefäßen und Flaschen
- Simultane Rollenbewegung kombiniert mit 3D-Neigung für gründliches Durchmischen Ihrer Probe
- Mit variabler Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 70 U/min
- 6 Rollen stehen für eine maximale Ladekapazität von 4 kg
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von 4 bis 40°C



Rollenmischer			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-7010	Rollenmischer mit variabler Geschwindigkeitseinstellung	1	285 €

Die neue Kompaktklasse

Vortex Mixer



111 €

- Mit variabler Geschwindigkeitseinstellung
- Zwei Betriebsarten: Berührmodus (bzw. durch Infrarot-Sensor) oder Dauerbetrieb
- Ergonomisch flache Konstruktion mit rutschfesten Füßen für stabilen Stand auf Ihrem Labortisch
- Inklusive Reagenzglasaufsatz für ein Vorlagegefäß

Sammelleidenschaft

Ihnen fehlt noch ein Exemplar aus der STARLAB RIESENmikroben Edition?


*Ihre gewünschte RIESENmikrobe erhalten Sie bei einem Auftragswert von 250 € netto. **Nicht vergessen!** Geben Sie den Aktionscode und den Namen der gewünschten Mikrobe bei Ihrer Bestellung an. Nur solange der Vorrat reicht!*

Vortex			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-6010	Vortex	1	111 €
N2400-0001	Vortex IR	1	189 €

Optionale Aufsätze für weitere Gefäßgrößen und Platten auf Anfrage erhältlich.



189 €



Rachel Rotifera

Maja Mono

Nicky Noctiluca

Bloody

Ihre Probe geht auf Kreuzfahrt!

2D-Schüttler mit Wellenbewegung und 3D-Taumelschüttler



N2400-8020

- Ideal für z. B. Blotting, Kultivierung oder Inkubation
- Zwei kompakte Gerätetypen, wahlweise mit 2D- oder 3D-Bewegungsart
- LCD-Display für Geschwindigkeit und Zeit
- Betrieb mit kontinuierlicher Bewegung oder definierter Zeit ansteuerbar
- Hohe Beladungskapazität (2D 10 kg, 3D 5 kg), effektiver Neigungswinkel 9°
- Variable Geschwindigkeit von 10 bis 70 U/min
- Geliefert inklusive Universalplattform mit flexiblen Spannriemen für eine Vielzahl von Laborbehältern

2D- und 3D-Bewegungsmischer			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-8010	2D-Schüttler mit Wellenbewegung inkl. Universalplattform mit Spannriemen	1	655 €
N2400-8020	3D-Taumelschüttler inkl. Universalplattform mit Spannriemenbefestigung	1	655 €
Zubehör			
N2400-8011	Universalplattform mit Gummirollen und Klammerfixierung	1	168 €

Orbitalschüttler

Unsere Empfehlung für anspruchsvolles Mischen



- Beste Schüttelleistung für viele Laboranwendungen
- LCD-Display für Geschwindigkeit und Zeit
- Betrieb mit kontinuierlicher Bewegung oder definierter Zeit ansteuerbar
- Hohe Beladungskapazität von 7,5 kg, Schüttelhub 10 mm
- Hohe Drehzahl, variabel einstellbar von 100 bis 500 U/min
- Universalplattform nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte extra bestellen.

Orbitalschüttler			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-8030	Orbitalschüttler ¹	1	579 €
Zubehör			
N2400-8011	Universalplattform mit Gummirollen und Klammerfixierung	1	168 €
N2400-8021	Universalplattform mit Spannriemenbefestigung	1	168 €

¹Universalplattform nicht im Lieferumfang enthalten, bitte eine der beiden optionalen Plattformen dazu bestellen.



„Top Angebot“ MiniFuge Zentrifuge

Inklusive zwei Rotoren für 1,5/2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen und PCR Streifen

N2631-0007 Mini Fuge Zentrifuge

159 €*

Schüttelt durch ...

Effizienter Mikroplattenmischer mit Orbitalbewegung



- Für alle gängigen Mikro- und Mikrotiterplatten
- Mit variabler Geschwindigkeit von 0 bis 1.500 U/min
- Starke Schüttelleistung mit einem Orbitaldurchmesser von 4,5 mm
- Einfach bedienbar
- Optionaler Aufsatz für 2 Mikroplatten erhältlich

Mikroplattenmischer			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-8040	Mikroplattenmischer inkl. Standardaufsatz für eine Platte	1	239 €
Zubehör			
N2400-8042	Aufsatz für 2 Mikroplatten	1	17 €
Weiteres Zubehör für 1,5/2,0 und 15 ml Zentrifugenröhrchen auf Anfrage.			

Dürfen nicht fehlen!

Preisschlager - handlicher Magnetrührer mit hoher Rührleistung



- Robustes Gerät mit schützender Kunststoffoberfläche
- Hohes Rührvolumen von bis zu 3 Litern
- Geschwindigkeit von 0 bis 1500 U/min.
- Analoge Geschwindigkeitsregelung mit Drehknopf
- Inklusive 40 mm Rührstab

Magnetrührer			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-2010	Magnetrührer Basic	1	98 €

Der große Bruder mit Heizung und LED Display



Mit allen Eigenschaften des Standard Magnetrührers ohne Heizung; zusätzlich mit:

- Geschwindigkeits- und Temperatureinstellung über LED Display
- Schnelles Anheizen auf bis zu 280° C
- Sicherheitswarnung bei heißer Arbeitsplatte
- Chemikalienresistenter Keramik-Arbeitsplatte

Magnetrührer			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-3010	Magnetrührer mit Heizung und Keramikbeschichtung	1	189 €

Flat Rate

In Kooperation mit AirClean Systems - PCR Werkbänke zum Aktionspreis inklusive kostenlosem Verbrauchsmaterial für ein Jahr



3.199 €

- Kostenlos dazu je ein Satz Vorfilter und UV-Lampen im Wert von 500 €
- Partikelfreie Arbeitsumgebung mittels Laminar Flow und HEPA Luftfilter
- Doppelter Schutz mit zusätzlicher UV-Dekontamination
- Mikroprozessorsteuerung überwacht Filter- und Lampenlaufzeiten für kontinuierliche Sicherheit
- UV-resistente Scheiben aus Lexan bleiben immer klar
- Weitere Modelle und Abmessungen auf Anfrage

AirClean PCR-Werkbank			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2530-8200	„Laminar-Flow“ PCR-Werkbank „32“ Modell (BxTxH): 813 x 610 x 762 mm	1	3.199 €
Zubehör			
N3942-7500	Vorfilter	12	Kostenlos
N2530-1500	UV-Lampen	4	Kostenlos
N3942-700	HEPA-Filter	1	Kostenlos

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.

Speedy Gonzales

Kompakte Tischzentrifuge für PCR-Platten



399 €

- Handliches Kleingerät zum attraktiven Preis
- Schnelles Abzentrifugieren geringer Flüssigkeitsmengen
- Für 2 Standard PCR-Platten mit oder ohne Rand
- Drehzahl 2500 U/min (RZB 500 x g)
- Einfache Bedienung und Reinigung



N2631-0018
(optionaler Adapter)

Plattenzentrifuge			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2631-0008	Plattenzentrifuge (ohne Adapter)	1	399 €
Zubehör			
N2631-0018	Adapter für 48-Well PCR-Platten und 0,2 ml PCR Streifen und Gefäße (optional)	1	35 €

Go Mini

Der kleinste Trockenbadthermostat der Welt



159 €

N2400-4020 (mit N2400-4023)

Ist super kompakt (B125 x T153 x H97 mm) und mit einer großen Auswahl an Wechselblöcken sehr universell einsetzbar. Der mitgelieferte Deckel ermöglicht auch eine Verwendung als Wasserbad. Mit Mikroprozessorsteuerung und digitalem Display.

Mini Trockenbadthermostat			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
N2400-4020	Mini Trockenbadthermostat*	1	159 €
N2400-4023	Metallblock für 12 x 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen	1	33 €

*Wechselblock nicht im Preis enthalten, bitte separat bestellen. Weitere Wechselblöcke für Probengefäße von bis zu 50 ml auf Anfrage.

Pipette gefällig?

ErgoOne® Mehrkanal Pipetten



- Sehr leicht und mit minimalen Kräften bedienbar
- Mit „Klick“, der innovativen und schnellen Volumeneinstellung
- Robuste Qualität „Made in Germany“
- Vollständig autoklavierbar
- Da tropft nichts - verschleißfreie Pipettenkonen mit Silikon-Dichtringen
- Eine integrierte Kaskade sorgt für kraftschonenden Spitzenabwurf

ErgoOne



ErgoOne® Manuelle Pipetten			
Kat.-Nr.		VE	Aktionspreis*
8-Kanal-Pipetten			
S7108-0510	ErgoOne® 8-Kanalpipette, Volumenbereich 0,5 - 10 µl	1	349 €
S7108-1100	ErgoOne® 8-Kanalpipette, Volumenbereich 10 - 100 µl	1	349 €
S7108-3300	ErgoOne® 8-Kanalpipette, Volumenbereich 30 - 300 µl	1	349 €
12-Kanal-Pipetten			
S7112-0510	ErgoOne® 12-Kanalpipette, Volumenbereich 0,5 - 10 µl	1	349 €
S7112-1100	ErgoOne® 12-Kanalpipette, Volumenbereich 10 - 100 µl	1	349 €
S7112-3300	ErgoOne® 12-Kanalpipette, Volumenbereich 30 - 300 µl	1	349 €
Pipettenständer			
S7200-0000	Universal-Pipettenständer für bis zu 8 ErgoOne® Pipetten	1	75 €

Pipettieren ohne Anstrengung!

3 ErgoOne® E bestellen - nur 2 bezahlen!



- Funktionales, ergonomisches Design
- Fünf komfortable Pipettieranwendungen (Pipettieren, Reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Elektrophorese)
- Langlebiger Akku (4.000 Pipettierzyklen mit einer Akkuladung) mit Regenerationsfunktion
- 12 Monate Garantie

ErgoOne® E Elektronische Pipetten		
Kat.-Nr.	Volumenbereich	Aktionspreis*
G9001-0010	ErgoOne® E Einkanal-Pipette, Volumenbereich 0,5–10 µl (rot)	333,90 €
G9001-0020	ErgoOne® E Einkanal-Pipette, Volumenbereich 2–20 µl (rot)	333,90 €
G9001-0200	ErgoOne® E Einkanal-Pipette, Volumenbereich 20–200 µl (gelb)	333,90 €
G9001-1000	ErgoOne® E Einkanal-Pipette, Volumenbereich 100–1000 µl (blau)	333,90 €
G9001-5000	ErgoOne® E Einkanal-Pipette, Volumenbereich 500–5000 µl (violett)	333,90 €

Alle Einkanalpipetten werden mit Akku, Steckernetzteil und Silikonöl geliefert. Endprüfwerte bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) und den angegebenen Teilvolumina, getestet nach EN ISO 8655.

ErgoOne^E

Turbo inklusive!

Effizient! Unsere Pipettierhilfe ErgOne® FAST



239€

- Geringes Gewicht und höchster Bedienkomfort
- Stufenlose Geschwindigkeitsreglung per Fingerdruck
- Konstante Leistung auch bei teilgeladenem Akku
- Intelligente Batteriestatusanzeige Traffic

Pipettierhilfe			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
S7166-0010	ErgoOne® FAST Pipettierhilfe	1	239 €
Im Lieferumfang enthalten: Steckernetzteil, Akku, Wandhalter, 0,2 µm und 0,4 µm Filter.			

Hält garantiert dicht!

50% sparen: 1 Mal Kryorröhrchen bestellen - 2 bekommen

2 für 1



- Für Lagerung bis -196°C (nur in der Gasphase von flüssigem Stickstoff verwenden)
- Weißes Beschriftungsfeld
- Lieferung in wiederverschließbaren Standbeuteln

Kryorröhrchen			
Kat.-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
E3090-6212	Röhrchen mit Außengewinde, selbstdichtender Deckel, 1,0 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	116,50 €
E3110-6112	Röhrchen mit Innengewinde, Silikondichtung im Deckel, 1,0 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	137,90 €
E3090-6222	Röhrchen mit Außengewinde, selbstdichtender Deckel, 1,8 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	116,50 €
E3110-6122	Röhrchen mit Innengewinde, Silikondichtung im Deckel, 1,8 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	137,90 €
E3110-6131	Röhrchen mit Innengewinde, Silikondichtung im Deckel, 3,6 ml, konisch	2x10x50 Stück	127,30 €
E3110-6132	Röhrchen mit Innengewinde, Silikondichtung im Deckel, 3,6 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	127,30 €
E3110-6141	Röhrchen mit Innengewinde, Silikondichtung im Deckel, 4,5 ml, konisch	2x10x50 Stück	104,80 €
E3090-6242	Röhrchen mit Außengewinde, selbstdichtender Deckel, 4,5 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	84,50 €
E3110-6142	Röhrchen mit Innengewinde, Silikondichtung im Deckel, 4,5 ml, Standfuß	2x10x50 Stück	104,80 €

Gut verwahrt: Polypropylen-Lagerboxen

- Feste Unterteilungen von 130 x 130 mm
- Lose, transparente Stülpdeckel zur Lagerung unterschiedlich hoher Gefäße
- Für Temperaturen von -90°C bis 121°C, autoklavierbar
- Abmessungen (BxTxH): 130 x 130 x 45 mm, max. Gefäßhöhe: 60 mm



14,75€


StarStore-Lagerboxen mit Standfläche 130 x 130 mm			
Kat.-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
I2381-5040	Lagerbox für 81 x 1,5/2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen, natur	5	14,75 €
I2381-504#	Lagerbox für 81 x 1,5/2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen, Farben s. u.	5	14,75 €
I2381-5048	Lagerbox für 81 x 1,5/2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen, gemischte Farben	5	14,75 €
Ersetzen Sie # durch: 9 = Schwarz, 1 = Blau, 2 = Grün, 3 = Orange, 4 = Pink, 6 = Gelb			

Platten-Vielfalt!

PCR-Platten für eine Vielzahl von Cyclern zum halben Preis!





- Erhöhte Plattenstabilität
- „Low Profile“ und Standardhöhe
- Viele Ausführungen sind auch in Schwarz oder Weiß erhältlich
- Auswahl div. Spezialplatten (für FAST®-Systeme, qPCR)
- Autoklavierbar
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und PCR Inhibitoren
- Endotoxin-frei



Plattenkapazität:

Die ungefähre maximale Kapazität für alle 96-Well-Platten ist 350 µl pro Well für Platten mit Standardhöhe und 200 µl für Platten mit „Low Profile“.



Semi-Skirted PCR-Platten						
Kat.-Nr.	Beschreibung	Ecken-ausschnitt	Matrix*	Farbe	VE	Aktionspreis*
„Low-Profile“						
E1403-6200	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, „Low-Profile“	A12	P	Natur	10	14,40 €
E1403-6209	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, „Low-Profile“	A12	P	Weiß	10	17,30 €
Standardhöhe						
I1402-9700	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted	A12	P	Natur	10	13,90 €
I1402-9700-C	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted	A12	P	Natur	10 x 10	131,05 €
I1402-9708	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted	A12	P	Schwarz	10	17,30 €
I1402-9709	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted	A12	P	Weiß	10	17,30 €
I1402-9800	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, gerade Kanten	A12	P	Natur	10	20,15 €
I1402-9809	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, gerade Kanten	A12	P	Weiß	10	20,15 €
I1402-9909	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, für Lightcycler®	H12	P	Weiß	10	13,90 €
Verschleißmatte						
E1403-0000	Silikon-Verschleißmatte (autoklavierbar)**			Natur	5	18,50 €

Semi-Skirted PCR-Platten mit erhöhtem Rand						
Kat.-Nr.	Beschreibung	Ecken-ausschnitt	Matrix*	Farbe	VE	Aktionspreis*
Platte TAQMan®-Typ						
E1403-8200	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, erhöhter Rand	A12	P	Natur	10	20,15 €
Platte für FAST®-Systeme						
E1403-7700	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, erhöhter Rand, „Low Profile“ (für FAST®-Systeme)	A1	P	Natur	10	20,15 €
Verschleißmatte						
E1403-0000	Silikon-Verschleißmatte (autoklavierbar)**		P	Natur	5	20,15 €



Semi-Skirted PCR-Platten mit erhöhtem Rand und erhöhten Wells						
Kat.-Nr.	Beschreibung	Ecken-ausschnitt	Matrix*	Farbe	VE	Aktionspreis*
Verschleißmatte						
B1402-9300	96-Well-PCR-Platte, Semi-Skirted, erhöhter Rand (um 3 mm erhöhte Wells, Corning® Typ)	A1	M	Natur	10	20,15 €

*P = gedruckt (Printed), M = geprägt (Moulded)

**Für die Benutzung einer Platte in einem qPCR Gerät wählen Sie bitte eine unserer qPCR-Verschleißfolien aus (siehe Übersicht Plattenverschleißfolien). Bitte beachten: Silikon-Verschleißmatte E1403-0000 eignet sich nicht für qPCR. Die oben aufgeführten Platten können mit der in der Übersicht empfohlenen Verschleißmatte, den PCR-Deckelstreifen oder den für PCR geeigneten Verschleißfolien verschlossen werden.

Eine Übersicht der Kompatibilität unserer PCR-Platten mit verschiedenen Cyclern finden Sie auf unserer Internetseite: www.starlab.de

Ebenfalls zum halben Preis: PCR-Platten ohne Rand (Non-Skirted)



Plattenkapazität:

Die ungefähre maximale Kapazität für alle 96-Well-Platten ist pro Well 350 µl für Platten mit Standardhöhe und 200 µl für Platten mit „Low Profile“.


- „Low Profile“ und Standardhöhe
- Viele Ausführungen sind auch in Schwarz oder Weiß erhältlich
- Platten ohne Rand passen universell auf die meisten Thermocycler
- Gut ablesbare schwarze Matrix
- Autoklavierbar
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen

PCR-Platten, Non-Skirted						
Kat.-Nr.	Beschreibung	Ecken-ausschnitt	Matrix*	Farbe	VE	Aktionspreis*
Standardhöhe						
E1403-1200	96-Well-PCR-Platte, Non-Skirted	A12	P	Natur	10	13,30 €

*P = gedruckt (Printed)

Bitte beachten: Silikon-Verschleißmatte E1403-0000 eignet sich nicht für qPCR. Die oben aufgeführten Platten können mit der in der Übersicht empfohlenen Verschleißmatte, den PCR-Deckelstreifen oder den für PCR geeigneten Verschleißfolien verschlossen werden.

Sicher verschließen mit StarSeal Folie



PCR-Folie			
Katalog-Nr.	Beschreibung	VE	Aktionspreis*
E2796-9793	StarSeal Folie aus klarem Polyolefin	100	35 €
E2796-9795	StarSeal Folie aus klarem Polyolefin Xtra Clear (qPCR)	100	95 €

Sicher verstaут!

Edelstahl-Gestelle für Lagerboxen



- Konzipiert für Tiefkühlschränke oder -truhen
- Geeignet für den Einsatz der angebotenen StarStore-, Karton- und Kryo-Lagerboxen

Gestelle für Boxen 130 x 130 mm, für Tiefkühlschränke					
Kat.-Nr.	Beschreibung	Boxen breit	Boxen hoch	Außenmaße (BxTxH)	Aktionspreis*
I 2602-3300	Edelstahl-Gestell mit 9 Stellplätzen	3	3	139 x 419 x 168 mm	79,95 €
I 2602-3400	Edelstahl-Gestell mit 12 Stellplätzen	3	4	139 x 419 x 221 mm	79,95 €
I 2602-3500	Edelstahl-Gestell mit 15 Stellplätzen	3	5	139 x 426 x 276 mm	79,95 €
I 2602-4300	Edelstahl-Gestell mit 12 Stellplätzen	4	3	139 x 558 x 168 mm	79,95 €
I 2602-4400	Edelstahl-Gestell mit 16 Stellplätzen	4	4	139 x 558 x 221 mm	79,95 €
I 2602-4500	Edelstahl-Gestell mit 20 Stellplätzen	4	5	139 x 558 x 276 mm	79,95 €

Geeignet zur Verwendung mit Boxen bis (BxTxH): 135 x 135 x 55 mm.