

Nur solange der Vorrat reicht: Sparen Sie mit Starlab Demogeräten.



Vortex IR

- Variabler Drehzahlbereich bis 3000 U/min
- Dauerbetrieb oder Sensorbetrieb
- Vibriert weiter auch ohne Druck

N2400-0001

ANGEBOT: 160€*



www.starlab.click/vortexir



Vortex

- Variabler Drehzahlbereich bis 2500 U/min
- Dauerbetrieb oder „Touch“-Modus
- Umfangreiches Zubehör

N2400-6010

ANGEBOT: 125€*



www.starlab.click/vortex

EINFACH UND KOMPAKT!

Wählen Sie zwischen dem kompakten Vortex für ökonomisch schnelles Mischen mit bis zu 2500 U/min, oder dem Vortex IR mit zuschaltbarem Infrarot Bewegungssensor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3000 U/min. Egal für welchen Sie sich entscheiden, jedes dieser kompakten Geräte passt perfekt auf Ihre Werkbank.



Plattenzentrifuge

N2631-0008

ANGEBOT: 490€*

- 4x kleiner als gängige Plattenzentrifugen
- Für die Aufnahme von 2 Platten
- Schnelles Starten und Stoppen

PERFEKTE DREHUNG!

Mit der kompakten und einfach zu bedienenden Tischzentrifuge lassen sich geringe Flüssigkeitsmengen und Kondensat in kürzester Zeit abzentrifugieren. Die Tischzentrifuge akzeptiert alle Standard 96-Well-PCR-Platten.

www.starlab.click/platecentrifuge



Rotator Mixer Multi 1

N2400-5000

ANGEBOT: 425€*

- Kontrolliertes, vertikales Mischen
- Programmierbar
- 3 verschiedene Bewegungsarten

DREHT UND DREHT ...

Als kompaktes, multifunktionales Gerät sorgt der programmierbare Rotationsmischer Multi 1 für das gründliche Durchmischen von Mikroröhrchen mit reproduzierbaren Ergebnissen.

www.starlab.click/rotatormixer



Ihre neuen Helfer im Labor: weitere Demogeräte zum Aktionspreis.

www.starlab.click/mini-dry-bath



Mini Trockenbad

N2400-4020

ANGEBOT 140€*



- Mikroprozessor für Temperaturregelung
- Digitales Display
- Sehr kleine Stellfläche

Wechselblock für
12x1,5 ml-Gefäße



N2400-4023
ANGEBOT: 40€*

Wechselblock für
2x50 ml-Gefäße



N2400-4026
ANGEBOT: 45€*

www.starlab.click/microcentrifuge24



Microcentrifuge 24

S8030-0000

ANGEBOT 1.100€*



- Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung von 21.300 x g
- Mit aerosoldichtem Rotor für 24 x 1,5 - 2,0 ml Gefäße
- Deckel schließt bequem mit Motor und öffnet sich automatisch am Ende des Laufs

www.starlab.click/mixerhc



Mixer HC (ohne Wechselbock)

S8012-0000

ANGEBOT 1.250€*



- Mischt Proben mit bis zu 1.500 U/min
- Erhitzt bis zu 99°C bzw. kühlt bis -13°C
- 9 Wechselblocks separat erhältlich

Wechselblock für
1,5 ml Gefäße



ANGEBOT: 275€*

S8012-0011

Wechselblock für
15 ml Gefäße



ANGEBOT: 275€*

S8012-0015

Wechselblock für
Mikrotiterplatten



ANGEBOT: 315€*

S8012-0018

www.starlab.click/stirrers



Magnetrührer

N2400-3010


ANGEBOT 200€*



- Spart Zeit durch schnellen Temperaturwechsel
- LED-Display zur Geschwindigkeits- und Temperaturwechsel
- Sicherheitsmeldeleuchte „Hotplate“

Weitere Demogeräte als Einzelstück
verfügbar: Trockenbad-Thermostat,
Mikroplattenmischer, Minizentrifuge,
Zubehör für diverse Geräte.

Passionate for science.



 starlab

Ergonomisch und präzise: Sparen Sie mit ErgoOne® Demopipetten.

ErgoOne® Manuelle Pipetten

- Geringes Gewicht und ergonomisches Design
- Innovative Volumeneinstellung
- Universelle Spitzenpassform



ANGEBOT: ab 105€*

www.starlab.click/pipettes



www.starlab.click/pipettecontroller

Einkanal-Pipetten

| | | | |
|--|---|---|--|
| S7100-0125 0,1 - 2,5 µl ANGEBOT: 105€ | S7100-0510 0,5 - 10 µl ANGEBOT: 105€ | S7100-0221 2 - 20 µl Micro ANGEBOT: 105€ | S7100-0220 2 - 20 µl Standard ANGEBOT: 105€ |
| S7100-1100 10 - 100 µl ANGEBOT: 105€ | S7100-2200 20 - 200 µl ANGEBOT: 105€ | S7110-1000 100 - 1000 µl ANGEBOT: 105€ | S7150-5000 500 - 5000 µl ANGEBOT: 105€ |

8-Kanal-Pipetten

| | | |
|---|---|---|
| S7108-0510 0,5 - 10 µl ANGEBOT: 345€ | S7108-1100 10 - 100 µl ANGEBOT: 345€ | S7108-3300 30 - 300 µl ANGEBOT: 345€ |
|---|---|---|

12-Kanal-Pipetten

| | | |
|---|---|---|
| S7112-0510 0,5 - 10 µl ANGEBOT: 425€ | S7112-1100 10 - 100 µl ANGEBOT: 425€ | S7112-3300 30 - 300 µl ANGEBOT: 425€ |
|---|---|---|

Pipettierhilfe

| | | |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| ErgoOne® FAST Pipettierhilfe | S7166-0010 | ANGEBOT: 200 € |
|------------------------------|------------|-----------------------|

SIE MÖCHTEN GERN EIN DEMOGERÄT KAUFEN?

Bitte kontaktieren Sie unseren **Inside Sales**:

sales@starlab.de oder Tel. +49 (0)40 675 99 39 60



* Aktionspreis gilt nur für ausgewählte Demogeräte und nur solange der Vorrat reicht. Bestellung nur über sales@starlab.de möglich.