

OFFRES Spéciales



Microcentrifugeuse Minifuge PLUS

Nouvelle génération !

Peu encombrante, elle trouvera sa place sur votre paillasse. Le rotor pour barrettes accepte 32 tubes ou 4 barrettes de 8 tubes 0,2 ml, et le rotor standard 8 tubes de microcentrifugation 0,5 ml ou 1,5/2,0 ml. Les rotors peuvent être changés rapidement et facilement (sans outils). Le processus de centrifugation peut être observé à travers le couvercle transparent.



CE

149 €

Caractéristiques

- ▶ Fournie avec deux rotors : un pour les tubes de microcentrifugation de 0,5 ml à 2,0 ml, et un pour les tubes PCR de 0,2 ml
- ▶ Changement rapide et facile des rotors sans outil
- ▶ Démarrage et arrêt rapides
- ▶ Faible encombrement
- ▶ **Garantie : 2 ans**

Microcentrifugeuse				OFFRE
N2631-0017	Microcentrifugeuse Minifuge PLUS	1	309,10 €	149,00 €

La microcentrifugeuse est fournie avec deux rotors (un rotor standard pour une utilisation avec des tubes de 1,5/2,0 ml, et un rotor strip pour une utilisation avec des tubes de 0,2 ml) et huit adaptateurs pour utiliser le rotor standard avec des tubes de 0,5 ml.

Tubes de notre sélection

Tubes PCR individuels


- ▶ Fermeture sûre grâce au clic
- ▶ Compatibles avec la plupart des thermocycleurs
- ▶ Sachets refermables
- ▶ Autoclavables
- ▶ Certifiés exempts de RNase, DNase, DNA, inhibiteurs PCR et endotoxines



Tubes PCR 0,2 ml				OFFRE
Tube 0,2 ml plat Xtra Clear (nat)	1000	I1402-8200	47,50 €	20,50 €
Tube 0,2 ml dôme	1000	I1402-4300	40,70 €	19,50 €

Tubes à microcentrifugation

- ▶ Fermeture sûre à l'ébullition, la congélation ou la centrifugation
- ▶ Supportent de -80 °C à 121 °C et jusqu'à 20.000 x g voire plus.
- ▶ Certifiés exempts de RNase, DNase, DNA, inhibiteurs PCR et endotoxines



Tubes à microcentrifugation TubeOne®				OFFRE
Tube 0,5 ml	5 x 200	S1605-0000	41,30 €	19,90 €
Tube 1,5 ml	500	S1615-5500	14,50 €	6,90 €
Tube 2,0 ml	500	S1620-2700	49,50 €	23,90 €

Sachet refermable par minigrif.

TubeOne®

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.


Les Pointes à filtre TipOne®

L'unique Refill de Pointes à filtre

Alternative économique et écologique au rack de Pointes à filtre

- ▶ Permet d'économiser jusqu'à 20% d'espace de stockage
- ▶ Rapide et facile à charger dans un rack vide TipOne®
- ▶ Emballée individuellement
- ▶ Stérilité même pendant le chargement
- ▶ Tous les composants sont en polypropylène recyclable

Pointes à filtre TipOne® en REFILL					OFFRE
10 µl à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1121-2710-C	708,80€	338,00 €
10/20 µl XL à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1120-3710-C	716,00€	340,00 €
20 µl à filtre biseautée stérile	●	8 x 960	S1120-1710-C	738,40€	352,00 €
100 µl à filtre biseautée stérile	●	8 x 960	S1120-1740-C	738,40€	352,00 €
200 µl à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1120-8710-C	738,40€	352,00 €
300 µl à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1120-9710-C	747,20€	356,00 €
1000 µl XL à filtre graduée stérile	●	4 x 960	S1122-1730-C	384,40€	183,00 €



Filtres TipOne®

Les filtres TipOne® sont fabriqués à partir de polyéthylène pur de haute densité (HDPE). Ils ne contiennent aucun additif pouvant interférer avec vos échantillons. Les filtres TipOne® sont hydrophobes et n'emprisonnent pas les liquides comme les filtres type sealing.



Pointes à filtre TipOne® en RACK					OFFRE
10 µl à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1121-3810-C	786,40€	375,00 €
10/20 µl XL à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1120-3810-C	795,20€	379,00 €
20 µl à filtre biseautée stérile	●	8 x 960	S1120-1810-C	820,80€	391,00 €
100 µl à filtre biseautée stérile	●	8 x 960	S1120-1840-C	820,80€	391,00 €
200 µl à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1120-8810-C	820,80€	391,00 €
300 µl à filtre graduée stérile	●	8 x 960	S1120-9810-C	829,60€	395,50 €
1000 µl XL à filtre graduée stérile	●	4 x 960	S1122-1830-C	427,20€	204,00 €

Le Rack Parfait

- ▶ Le couvercle s'ouvre avec un angle optimisé pour un libre accès
- ▶ Le plateau se clipse en toute sécurité dans le rack pour un pipetage en toute stabilité
- ▶ Empilable, réutilisable et autoclavable
- ▶ Recyclable



Rien ne passe !

Protégez vos échantillons de toute contamination en utilisant les pointes à filtre TipOne®. Pendant que vous pipetez, vous ne pouvez pas voir les aérosols pouvant entrer dans votre pipette. Ils peuvent contaminer vos prochains échantillons. Les filtres des pointes à filtre TipOne® ont prouvé qu'ils arrêtaient plus de 99% des aérosols et qu'ils étaient parmi les meilleurs filtres du marché.

Starter Packs 4 ErgoOne®

4 micropipettes ErgoOne® à un prix imbattable!

469 €



Starter Pack 4 (2,5) – A7101-4000

- ▶ S7100-0125 – ErgoOne® monocanal 0,1 – 2,5µl
- S7100-0510 – ErgoOne® monocanal 0,5 – 10µl
- S7100-1100 – ErgoOne® monocanal 10 – 100µl
- S7110-1000 – ErgoOne® monocanal 100 – 1000µl
- 4 x E3099-0001 – Portoir auto-adhésif pour 1 Pipette



Starter Pack 4 (10) – A7101-4001

- ▶ S7100-0510 – ErgoOne® monocanal 0,5 – 10µl
- S7100-0220 – ErgoOne® monocanal, Cone Standard 2 – 20µl
- S7100-2200 – ErgoOne® monocanal 20 – 200µl
- S7110-1000 – ErgoOne® monocanal 100 – 1000µl
- 4 x E3099-0001 – Portoir auto-adhésif pour 1 Pipette

Caractéristiques

- ▶ Faibles forces de pipetage et d'éjection
- ▶ Design ergonomique et léger
- ▶ Verrouillage du volume
- ▶ Entièrement autoclavable
- ▶ **Garantie : 3 ans**

Starter Packs 4 ErgoOne®			OFFRE
Starter Pack 4 ErgoOne® (2,5-10-100-1000)	A7101-4000	942,50-€	469,00 €
Starter Pack 4 ErgoOne® (10-20-200-1000)	A7101-4001	942,50-€	469,00 €

Micropipettes monocanal ErgoOne®



ErgoOne

i Très probablement l'une des plus belles **PIPETTES MONOCANAL**, ErgoOne® est également extraordinairement juste et précise. Totalement autoclavable. Compatible avec la plupart des pointes. Code couleur. Verrouillage du volume. Confort et ergonomie.

S7100-0125 0,1-2,5 µl Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7100-0510 0,5-10 µl Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7100-0221 2-20 µl micro Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7100-0220 2-20 µl standard Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7100-1100 10-100 µl Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7100-2200 20-200 µl Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7110-1000 100-1000 µl Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €	S7150-5000 500-5000 µl Prix : 226,70-€ ▶ 121,90 €
--	---	---	--	---	---	---	---

Caractéristiques

- ▶ Faibles forces de pipetage et d'éjection
- ▶ Design ergonomique et léger
- ▶ Verrouillage du volume
- ▶ Entièrement autoclavable
- ▶ **Garantie : 3 ans**



S7200-0000
Portoir carrousel pour 8 pipettes
Prix : 158,00-€
▶ **89,50 €**



S7200-0001
Support mural pour 1 pipette
Prix : 12,30-€
▶ **6,50 €**

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Micropipettes multicanaux ErgoOne®




1 mug offert ! *

i Nos PIPETTES MULTICANAUX ErgoOne® sont garanties 3 ans



Affichage du volume à 4 digits visible pendant le pipetage pour plus de précision

Partie basse facile à retirer pour un nettoyage rapide



Joint O-ring en silicone résistant à l'usure pour une étanchéité parfaite

Ejecteur à cascade pour diminuer les forces d'éjection

Pipettes multicanaux ErgoOne® OFFRE

		8 canaux		
0,5-10 µl	●	S7108-0510	633,70-€	373,00 €
10-100 µl	●	S7108-1100	633,70-€	373,00 €
30-300 µl	●	S7108-3300	633,70-€	373,00 €
		12 canaux		
0,5-10 µl	●	S7112-0510	736,70-€	433,00 €
10-100 µl	●	S7112-1100	736,70-€	433,00 €
30-300 µl	●	S7112-3300	736,70-€	433,00 €


* 1 mug Starlab offert pour l'achat d'une pipette multicanaux au prix de l'offre T3-2019

Le Stack Compact

TipOne®




Toutes les informations sont facilement lisibles



Base stable

Pointes en STACK



10 µl Pointe graduée (graduations : 2,5 µl, 10 µl)




200 µl Pointe

				OFFRE	
●	Stack	960	S1111-3200	48,50-€	23,50 €
	Stack	10 x 960	S1111-3200-C	485,00-€	225,00 €
	Stack stérile	960	S1111-3210	63,50-€	30,50 €
	Stack stérile	10 x 960	S1111-3210-C	635,00-€	295,00 €
●	Stack	960	S1111-0200	47,60-€	20,50 €
	Stack	10 x 960	S1111-0200-C	476,00-€	195,00 €
	Stack stérile	960	S1111-0210	63,50-€	28,00 €
	Stack stérile	10 x 960	S1111-0210-C	635,00-€	266,00 €

A NOTER : Les références se terminant par -C sont par caisse (conditionnement multiple); le chiffre entre parenthèses correspond au conditionnement par caisse.

Réservoirs à réactifs



S4026-5806



Réservoirs à réactifs OFFRE

Réservoirs StarTub (PP)				
Réservoirs StarTub (PP)	10	S4026-5806	20,10-€	9,50 €
Réservoirs StarTub (PS) stériles				
Réservoirs StarTub (PS) stérile 25 ml, emball. unit.	50	E2310-1025	52,70-€	23,40 €
Réservoirs StarTub (PS) stérile 55 ml, emball. unit.	50	E2310-1010	47,50-€	21,40 €
Réservoirs StarTub (PS) stérile 100 ml, emball. unit.	50	E2310-1100	51,60-€	23,40 €

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Pipeteur ErgoOne® FAST

ErgoOne[®] FAST

Indicateur de charge de la batterie



Contrôle intuitif de la vitesse selon la pression exercée

Peut être rechargé pendant l'utilisation



S7166-0010
Pipeteur ErgoOne® FAST
Prix : 372,70 €
▶ 209,00 €



P7166-6306
Support de paille pour ErgoOne® FAST
Prix : 9,60 €
▶ 5,50 €

i Utilisez notre **PIPETEUR** ErgoOne® FAST pour un transfert rapide, exact, précis et souple. **Garanti 3 ans**

Pipettes sérologiques




i Les **PIPETTES SEROLOGIQUES** Starlab sont parfaites pour une utilisation avec tous les pipeteurs connus

Pipettes sérologiques à emballage unitaire				OFFRE
1 ml, stériles	500	E4860-0001	60,10 €	32,00 €
2 ml, stériles	500	E4860-0002	72,20 €	38,50 €
5 ml, stériles	200	E4860-0005	33,70 €	18,00 €
10 ml, stériles	200	E4860-0010	43,30 €	23,10 €
25 ml, stériles	150	E4860-0025	54,10 €	29,00 €
50 ml, stériles	100	E4860-0050	86,60 €	46,30 €
100 ml, stériles	50	E4860-1100	109,40 €	58,50 €

Pipettes d'aspiration

Numéro de lot et date d'expiration



ECHANTILLON GRATUIT
TRY before you BUY
sur demande

i Nos **PIPETTES D'ASPIRATION** sont stériles, en polystyrène, sans filtre ni graduations pour l'aspiration de liquides sans nécessité de précision du volume aspiré.

Pipettes d'aspiration				OFFRE
2 ml, stériles	500	E4861-0002	76,50 €	41,50 €
5 ml, stériles	200	E4861-0005	35,70 €	19,25 €
10 ml, stériles	200	E4861-0010	45,90 €	25,00 €



Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Boîtes de Petri CytoOne®



Spécifications			
Ø ext. x H (mm)	Surface (cm ²)	Diamètre interne	Volume de travail
35 x 10	9,6 cm ²	3,5 cm	2 ml
60 x 15	21 cm ²	5,2 cm	5 ml
100 x 20	55 cm ²	8,5 cm	10 ml
150 x 20	149 cm ²	13,8 cm	30 ml

Boîtes de Petri CytoOne				OFFRE
Traitées culture (TC)				
35 x 10 mm*	30 x 10	CC7682-3340	69,60 €	33,00 €
60 x 15 mm*	30 x 10	CC7682-3359	66,60 €	31,60 €
100 x 20 mm*	30 x 10	CC7682-3394	146,90 €	69,80 €
150 x 20 mm*	12 x 5	CC7682-3614	86,60 €	41,20 €
Non TC				
35 x 10 mm*	10 x 30	CC7672-3340	46,50 €	22,00 €
60 x 15 mm*	10 x 30	CC7672-3359	61,40 €	29,10 €
100 x 20 mm*	10 x 30	CC7672-3394	123,70 €	58,70 €
150 x 20 mm*	5 x 12	CC7672-3614	78,40 €	37,20 €

* Diamètre extérieur x Hauteur


Plaques multipuits CytoOne®

Une gamme performante pour la culture cellulaire !

Des surfaces parfaitement planes et sans distorsion, fabriquées en polystyrène qualité premium optiquement clair. Puits indépendants à 360° pour éviter toute contamination croisée pour tous les modèles de plaque.

Anneaux de condensation

Couvercle avec détrompeur



Grips pour une manipulation sécurisée

Plaques multipuits CytoOne®				OFFRE
Plaques multipuits traitées culture (TC)				
6 puits CytoOne®	50	CC7682-7506	65,50 €	31,10 €
12 puits CytoOne®	50	CC7682-7512	86,60 €	41,20 €
24 puits CytoOne®	50	CC7682-7524	75,80 €	36,00 €
48 puits CytoOne®	50	CC7682-7548	93,90 €	44,60 €
96 puits CytoOne®	50	CC7682-7596	90,70 €	43,10 €
Plaques multipuits non TC				
6 puits CytoOne®	50	CC7672-7506	64,50 €	30,60 €
12 puits CytoOne®	50	CC7672-7512	80,90 €	38,40 €
24 puits CytoOne®	50	CC7672-7524	53,20 €	25,20 €
48 puits CytoOne®	50	CC7672-7548	67,30 €	31,90 €
96 puits CytoOne®	50	CC7672-7596	78,90 €	37,50 €

Flacons pour milieux CytoOne®



Nouveau !

Stockage sécurisé !

- ▶ Parfaits pour stocker les solutions stériles
- ▶ Forme économe empilable avec poignées moulées
- ▶ Bouchon SECUREgrasp™ avec bords striés pour une bonne prise en main ; avec zone d'écriture dépolie
- ▶ Matériaux conformes à la norme USP Classe VI et fabrication en conditions de salle blanche de classe 100
- ▶ Disponibles, en 250, 500 et 1000 ml
- ▶ Stériles

Flacons pour milieux CytoOne® stériles				OFFRE
Flacon pour milieux CytoOne®, 250 ml	24	CC6027-1171	109,30€	52,50 €
Flacon pour milieux CytoOne®, 500 ml	24	CC6027-1172	157,30€	69,30 €
Flacon pour milieux CytoOne®, 1000 ml	24	CC6027-1173	196,60€	92,50 €

Unités de filtration CytoOne®

Filtration la plus **rapide** du marché !



- ▶ Manipulation aisée
- ▶ Système scellé pour une filtration sans contamination

Unités de filtration CytoOne®				OFFRE
Unités de filtration complètes stériles 0,2 µm				
Unité complète, 250 ml	12	CC6032-7233	142,20€	52,50 €
Unité complète, 500 ml	12	CC6032-8233	169,10€	69,30 €
Unité complète, 1000 ml	12	CC6032-9233	225,70€	92,50 €
Entonnoirs de filtration seuls stériles 0,2 µm				
Entonnoir de filtration seul, 250 ml	12	CC6062-1233	131,90€	48,80 €
Entonnoir de filtration seul, 500 ml	12	CC6062-2233	150,50€	54,90 €
Entonnoir de filtration seul, 1000 ml	12	CC6062-3233	180,40€	66,40 €

Flacons CytoOne®

- ▶ Les bouchons étanches double position vous permettent de choisir entre la ventilation manuelle sécurisée ou la fermeture hermétique.
- ▶ Les bouchons ventilés ont une membrane hydrophobe de 0,2 µm éliminant toute contamination bactérienne ou fongique.



Traité culture avec bouchon double position



Traité culture avec bouchon ventilé



Non traité culture avec bouchon double position

Flacons CytoOne®				OFFRE
TC avec bouchon double position				
T-25	⊕	30 x 10	CC7682-4325	202,00€ 68,00 €
T-75	⊕	20 x 5	CC7682-4175	138,20€ 46,50 €
TC avec bouchon ventilé				
T-25	⊕	30 x 10	CC7682-4825	345,70€ 116,30 €
T-75	⊕	20 x 5	CC7682-4875	205,10€ 69,00 €
Non TC avec bouchon double position				
T-25	Ⓟ	30 x 10	CC7672-4325	211,30€ 71,10 €
T-75	Ⓟ	20 x 5	CC7672-4175	131,90€ 44,40 €
Non TC avec bouchon ventilé				
T-25	⊕	30 x 10	CC7672-4825	367,20€ 176,30 €
T-75	⊕	20 x 5	CC7672-4875	219,30€ 105,30 €

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Tubes à centrifuger stériles



i Nos nouveaux **TUBES À CENTRIFUGER** 15 et 50 ml sont conçus pour la centrifugation des cellules, mais peuvent aussi être utilisés pour d'autres applications de centrifugation, préparation et stockage.



Tubes à centrifuger stériles OFFRE

Tubes coniques (stériles)				
15 ml, conique, en vrac	10 x 50	E1415-0100	85,80-€	39,00 €
15 ml, conique, en rack	20 x 25	E1415-0700	98,20-€	45,00 €
50 ml, conique, en vrac	10 x 50	E1450-0100	111,70-€	45,50 €
50 ml, conique, en rack	20 x 25	E1450-0700	124,10-€	56,50 €




- ▶ Tubes en polypropylène stériles, clairs avec bouchon à vis HDPE vert muni d'une bague d'étanchéité
- ▶ Surface d'écriture blanche et graduations clairement imprimées
- ▶ USP classe VI, non-cytotoxique et stérile (SAL 10-6)
- ▶ Certifiés sans RNase, de DNase, d'ADN et pyrogènes
- ▶ Vitesse de centrifugation maximale : 12000 x g

Grattoirs CytoOne®

CC7600-0220
100 grattoirs manche 220 mm, lame fixe 11 mm
Prix : ~~221,60-€~~
▶ **109,50 €**

CC7600-0250
100 grattoirs manche 250 mm, lame pivotante 10 mm
Prix : ~~211,30-€~~
▶ **104,40 €**



CC7600-0320
100 grattoirs manche 320 mm, lame fixe 12 mm
Prix : ~~224,70-€~~
▶ **111,00 €**

Spécifications			
Longueur	Forme du manche	Type de lame	Idéal pour
220 mm	Droit	Fixe	Plaques, boîtes
250 mm	Coudé	Pivotante	Petits flacons
320 mm	Double coudé	Fixe	Grand flacons

Smart Instruments

Mixer HC

Compact, polyvalent et économique !

Mélangez, chauffez, réfrigérez avec un seul appareil pour une flexibilité maximale lors de la préparation de vos échantillons. Le Mixer HC (Heating Cooling) convient à de multiples applications grâce à ses thermoblocs interchangeables adaptés aux tubes et plaques communément utilisés en laboratoire.



L'Iso-Rack permet la manipulation facile de plusieurs échantillons. Parfait pour les applications prioritaires ou à haut débit, il peut porter 24 tubes permettant leur transfert dans un nouveau bloc en quelques secondes.



Neuf thermoblocs interchangeables pour une plus grande flexibilité

Idéal pour diverses applications

- ▶ Purification de plasmides, ADN, ARN
- ▶ Synthèse d'ADNc
- ▶ Réactions enzymatiques (restriction, ligation, digestion de protéinase K)
- ▶ Dénaturation d'ADN, d'ARN, de protéines
- ▶ Marquage d'ADN, d'ARN, de protéines
- ▶ Culture de bactéries en microtubes, tubes à centrifuger ou plaques
- ▶ Transformation de bactéries et plasmides
- ▶ Remise en suspension de culots
- ▶ **Garantie 24 mois**

Mixer HC et accessoires				OFFRE
Mixer HC ¹⁾	1	S8012-0000	2426,00 €	1299,00 €
Accessoires				
Thermobloc pour 24 tubes à microcentrifuger 1,5 ml ²⁾	1	S8012-0011	499,70 €	269,00 €
Thermobloc pour 24 tubes à microcentrifuger 2,0 ml ^{3) 4)}	1	S8012-0012	499,70 €	269,00 €
Tubes à microcentrifuger TubeOne® 1,5 ml	500	S1615-5500	14,50 €	6,90 €
Tubes à microcentrifuger TubeOne® 2,0 ml ⁴⁾	500	S1620-2700	49,50 €	23,90 €

¹⁾ Thermobloc non inclus ²⁾ avec un Iso-Rack (S8102-0020) pour tubes à microcentrifuger 0,5 ml inclus (tubes non inclus) ³⁾ avec un Iso-Rack (S8102-0021) pour tubes à microcentrifuger 1,5/2,0 ml (tubes non inclus) ⁴⁾ Fonds ronds

Vortex / Vortex IR

Vortex				OFFRE
Vortex	1	N2400-6010	265,90 €	124,50 €
Support de recharge pour tubes de diamètre max 30 mm	1	N2400-6011	17,60 €	8,50 €
Adaptateur pour 18 tubes 1,5/2,0 ml jusqu'à 10 mm de diamètre (à utiliser avec N2400-6015) *	1	N2400-6012	56,80 €	27,00 €
Adaptateur pour 8 tubes 15 ml jusqu'à 16 mm de diamètre (à utiliser avec N2400-6015) *	1	N2400-6013	50,50 €	25,00 €

Vortex standard IR : simplement révolutionnaire !

Détection de mouvement infrarouge qui déclenche l'agitation dès qu'un tube passe à proximité (mode Sensor). Vitesse variable.

Garantie 24 mois.



Vortex standard : Petit et intelligent !

Un vortex économique pour des mélanges rapides et pratiques de petits volumes. Fourni avec un support universel pour tubes ou flacons jusqu'à 30 mm de diamètre. **Garantie 24 mois.**

Vortex IR				OFFRE
Vortex IR	1	N2400-0001	370,90 €	185,00 €
Support de recharge pour tube individuel	1	N2400-1008	23,80 €	11,00 €

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Agitateurs



N2400-2010

Agitateur magnétique


- ▶ Régulation de la vitesse
- ▶ Design compact
- ▶ Construction solide
- ▶ Grande capacité d'agitation
- ▶ **Garantie 24 mois**

Agitateur magnétique chauffant

- ▶ Contrôle de la vitesse et de la température
- ▶ Rapide montée en température
- ▶ Affichage LED
- ▶ Grande capacité d'agitation
- ▶ Indication plaque chaude
- ▶ Plaque céramique résistante aux produits chimiques
- ▶ **Garantie 24 mois**



N2400-3010




N2400-8020

Agitateur orbital

- ▶ Agitation orbitale douce ou plus vigoureuse de vos échantillons
- ▶ Affichages LCD de la vitesse et du temps
- ▶ Deux modes de fonctionnement : en continu et en minuterie
- ▶ Deux plateformes au choix
- ▶ **Garantie 24 mois**

Agitateurs basculants & 3D

- ▶ Agitation à bascule ou 3D
- ▶ Utilisation facile
- ▶ Affichages LCD de la vitesse et du temps
- ▶ Deux modes de fonctionnement : en continu et en minuterie
- ▶ **Garantie 24 mois**




N2400-8030
et N2400-8011

Agitateurs magnétiques				OFFRE
Agitateur magnétique	1	N2400-2010	231,90 €	114,00 €
Agitateur magnétique chauffant	1	N2400-3010	468,80 €	229,00 €
Sonde de température PT1000	1	N2400-3011	154,60 €	74,00 €

Agitateurs basculant, 3D et orbital				OFFRE
Agitateur basculant (avec plateforme N2400-8021)	1	N2400-8010	1648,40 €	769,00 €
Agitateur 3D (avec plateforme N2400-8021)	1	N2400-8020	1648,40 €	769,00 €
Agitateur orbital*	1	N2400-8030	1442,30 €	669,00 €
Plateforme avec barres universelles	1	N2400-8011	381,20 €	179,00 €
Plateforme avec élastiques	1	N2400-8021	381,20 €	179,00 €

*IMPORTANT: N2400-8030 est vendu SANS plateforme. Elle doit être achetée séparément.



N2400-7010

Agitateur à rouleaux

- ▶ Mouvements simultanés de rotation et d'oscillation
- ▶ Fonctionnement en continu
- ▶ Régulation de la vitesse
- ▶ Six rouleaux supportant une charge maximale de 4 kg
- ▶ **Garantie 24 mois**

				OFFRE
Agitateur à rouleaux	1	N2400-7010	721,20 €	329,00 €

Agitateur rotatif

- ▶ Retournement contrôlé des échantillons
- ▶ Programmable
- ▶ Trois types de mouvement
- ▶ Vitesse variable et minuterie
- ▶ Profil bas et faible encombrement
- ▶ **Garantie 24 mois**



N2400-5000

Agitateur rotatif				OFFRE
Agitateur rotatif RM-Multi 1	1	N2400-5000	963,30 €	479,00 €
Plateforme pour 5 tubes de 50 ml + 12 tubes de 1,5 - 15 ml	1	N2400-5103	82,50 €	41,00 €
Plateforme pour 26 tubes de diamètre max. de 15 mm	1	N2400-5104	92,80 €	44,00 €

Agitateur pour microplaques

- ▶ Compatible avec toutes les plaques jupées au format SBS
- ▶ Plage de vitesse étendue de 0 à 1500 tr/min
- ▶ Faible encombrement
- ▶ Contrôle continu de la vitesse
- ▶ Divers accessoires pour plaques et tubes de microtitration
- ▶ **Garantie 24 mois**



N2400-8040


Agitateur pour plaques				OFFRE
Agitateur pour plaques	1	N2400-8040	602,80 €	259,00 €
Support pour deux plaques	1	N2400-8042	33,10 €	17,00 €
Plaque pour adaptateur à utiliser avec N2400-6012 et -6013	1	N2400-8043	17,60 €	8,70 €

Mini bain à sec

- ▶ Température et minuterie contrôlées par microprocesseur
- ▶ Très faible encombrement
- ▶ Calibration facile
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Peut aussi être utilisé comme mini bain-marie ou bain à billes
- ▶ **Garantie 24 mois**



N2400-4020
(avec N2400-4023)



N2400-4024



Tous les blocs sont fournis avec une tige pour retirer ou insérer les blocs.

Informations de commande				OFFRE
Mini Bain à sec				
N2400-4020	Mini bain à sec*	1	292,90 €	146,45 €
Accessoires				
N2400-4021	Bloc métallique pour 32 tubes PCR de 0,2 ml	1	70,70 €	35,35 €
N2400-4022	Bloc métallique pour 12 Tube de microcentrifugation de 0,5 ml	1	60,60 €	30,30 €
N2400-4023	Bloc métallique pour 12 Tube de microcentrifugation de 1,5 ml	1	60,60 €	30,30 €
N2400-4024	Bloc métallique pour 12 Tube de microcentrifugation de 1,5/2,0 ml	1	60,60 €	30,30 €
N2400-4025	Bloc métallique pour 6 tubes à centrifuger de 15 ml	1	80,80 €	40,40 €
N2400-4026	Bloc métallique pour 2 tubes à centrifuger de 50 ml	1	80,80 €	40,40 €

* Les blocs sont vendus séparément

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

Système d'aspiration des liquides

Caractéristiques

- ▶ Pompe à membrane chimiquement résistante, puissante et durable
- ▶ Réglage intuitif de la puissance d'aspiration sur écran tactile électronique
- ▶ Poignée de contrôle ergonomique et autoclavable avec évacuation par un tube d'aspiration
- ▶ Marche / arrêt auto de la pompe et faible niveau de bruit
- ▶ Filtre hydrophobe de 0,2 µm prévenant les contaminations et assurant une protection anti-débordement
- ▶ **Garantie 12 mois**



Profitez d'un poste de travail plus fonctionnel grâce au support pour poignée de contrôle en acier inoxydable et à l'adaptateur pour pointes de micropipette (200 µl) avec éjecteur.

Système d'aspiration des liquides				OFFRE
Système d'aspiration livré avec flacon collecteur 4L PP et poignée de contrôle	1	N2400-9000	1406,30 €	1149,00 €
Poignée de contrôle supplémentaire pour système d'aspiration*	1	N2400-9001	128,90 €	110,00 €
Kit de connexion pour deuxième poignée de contrôle avec tuyau d'admission	1	N2400-9006	29,90 €	26,80 €
Raccord rapide pour connecter la poignée de contrôle au flacon collecteur	1	N2400-9008	92,80 €	83,20 €
Adaptateur pour pointes de micropipette (200 µl) avec éjecteur pour poignée de contrôle	1	N2400-9002	46,50 €	41,70 €
Adaptateur 8 canaux pour pointes de micropipette pour poignée de contrôle**	1	N2400-9003	345,20 €	309,30 €
Support pour poignée de contrôle	1	N2400-9004	72,20 €	64,70 €

* Adaptateurs pour pipettes sérologiques et pointes de micropipette, support mural et tuyau 2,5 m inclus, ** Support inclus

Protection Starlab



EPI Cat. III Design Complexe. AQL 0,65

Gant nitrile bleu clair. Doigts texturés. Longueur : 245 mm.

Gants nitrile StarGuard OFFRE

StarGuard® COMFORT

COMFORT taille X-Small	10 x 250	SG-C-XS	225,70 €	105,00 €
COMFORT taille Small	10 x 250	SG-C-S	225,70 €	105,00 €
COMFORT taille Medium	10 x 250	SG-C-M	225,70 €	105,00 €
COMFORT taille Large	10 x 250	SG-C-L	225,70 €	105,00 €
COMFORT taille X-Large	10 x 230	SG-C-XL	225,70 €	105,00 €

StarGuard® SENSITIVE

SENSITIVE taille X-Small	10 x 200	SG-N-XS	190,70 €	89,00 €
SENSITIVE taille Small	10 x 200	SG-N-S	190,70 €	89,00 €
SENSITIVE taille Medium	10 x 200	SG-N-M	190,70 €	89,00 €
SENSITIVE taille Large	10 x 200	SG-N-L	190,70 €	89,00 €
SENSITIVE taille X-Large	10 x 200	SG-N-XL	190,70 €	89,00 €

Spécifications et temps de passage disponibles sur notre site

* TMS : troubles musculo-squelettiques



EPI Cat. III Design Complexe. AQL 1,5

Gant nitrile bleu. Doigts texturés. Longueur : 240 mm.

STAR GUARD
POWDER-FREE NITRILE GLOVES

COMFORT

confortable et limitant le risque de TMS*



EN ISO 374-1: 2016/type B



AQL
0,65



SENSITIVE

confort et réduction cliniquement prouvée des risques de dermatite de contact



EN ISO 374-1: 2016/type B



AQL
1,5

Passionate for Science.



STARLAB France • 30 rue Jean Rostand • 91400 ORSAY
Tel.: 01 60 13 71 70 • Fax: 01 69 41 48 65 • info@starlab.fr • www.starlab.fr

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d'emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés en France métropolitaine. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.