

OFFERTE *speciali*

Gennaio – Marzo 2020



www.starlab.click/manualpipettes

ErgoOne® Pipette

Design ergonomico e leggero. Autoclavabile. Blocco del volume.



PIPETTE MONOCANALE

S7100-0125 0.1–2.5 µl 234,20 €	S7100-0510 0.5–10 µl 234,20 €	S7100-0221 2–20 µl Micro 234,20 €	S7100-0220 2–20 µl Standard 234,20 €
S7100-1100 10–100 µl 234,20 €	S7100-2200 20–200 µl 234,20 €	S7110-1000 100–1000 µl 234,20 €	S7150-5000 500–5000 µl 234,20 €

MONOCANA-
LE

119 €



8 CANALI

375 €

12 CANALI

449 €

Pipette a 8 canali

S7108-0510 0.5–10 µl 669,70 €	S7108-1100 10–100 µl 669,70 €	S7108-3300 30–300 µl 669,70 €
--	--	--

Pipette a 12 canali

S7112-0510 0.5–10 µl 770,70 €	S7112-1100 10–100 µl 770,70 €	S7112-3300 30–300 µl 770,70 €
--	--	--

Passionate for Science.



www.starlab.it

Tutte le offerte sono disponibile online!

ErgoOne® – Set pipette

A PARTIRE
DA

450€

Pipette ErgoOne® al prezzo speciale!

Set 1 – A7101-4000



- ▶ S7100-0125 ErgoOne® Pipetta Monocanale 0,1 – 2,5µl
- ▶ S7100-0510 ErgoOne® Pipetta Monocanale 0,5 – 10µl
- ▶ S7100-1100 ErgoOne® Pipetta Monocanale 10 – 100µl
- ▶ S7110-1000 ErgoOne® Pipetta Monocanale 100 – 1000µl
- ▶ E3099-0001 Supporto autoadesivo per 1 pipetta (x4)

Prezzo: 475 €

Set 2 – A7101-4001



- ▶ S7100-0510 ErgoOne® Pipetta Monocanale 0,5 – 10µl
- ▶ S7100-0220 ErgoOne® Pipetta Monocanale 2,0 – 20µl Cono standard
- ▶ S7100-2200 ErgoOne® Pipetta Monocanale 20 – 200µl
- ▶ S7110-1000 ErgoOne® Pipetta Monocanale 100 – 1000µl
- ▶ E3099-0001 Supporto autoadesivo per 1 pipetta (x4)

Prezzo: 475 €

Caratteristiche

- ▶ Minimo sforzo di azionamento
- ▶ Blocco del volume
- ▶ Completamente autoclavabile
- ▶ Made in Germany, 3 anni di garanzia



www.starlab.click/manualpipettes

Set 3 – A7101-3000



- ▶ S7100-0220 ErgoOne® Pipetta Monocanale 2,0 – 20µl Cono standard
- ▶ S7100-2200 ErgoOne® Pipetta Monocanale 20 – 200µl
- ▶ S7110-1000 ErgoOne® Pipetta Monocanale 100 – 1000µl
- ▶ E3099-0001 Supporto autoadesivo per 1 pipetta (x3)
- ▶ S1113-1810 TipOne® 200 µl (x2) e S1112-1830 TipOne® 1000 µl (x1)

Prezzo: 450 €

TipOne® – Refill Senza Filtro Sterile

L'alternativa economica ed ecofriendly ai puntali

- ▶ Refill confezionati singolarmente, sterili e certificati
- ▶ Fino al 65% di rifiuti in meno rispetto al tradizionale imballaggio dei rack
- ▶ 100% riciclabili! Tutti i componenti del sistema di ricarica sono realizzati in polipropilene riciclabile.
- ▶ Efficienti e facili da utilizzare

get
GREEN
with
STARLAB


www.starlab.click/refills



Confezione con apertura facilitata



Inserisci il Refill completamente



Rimuovi il coperchio e inizia a lavorare!

Thermomixer – Mixer HC

INVECE DI
2.453,70€

1.499€*

Miscela, riscalda, raffredda in un unico strumento.

Il Mixer HC è adatto per una vasta gamma di applicazioni grazie alla selezione dei blocchi termici disponibili per provette e piastre comuni. Il Mixer HC è molto semplice da usare grazie alle impostazioni intuitive ed è di facile programmazione. La solida struttura, a dispetto delle sue ridotte dimensioni, farà di questo strumento il tuo nuovo compagno di lavoro in laboratorio.

Caratteristiche

- ▶ Il riconoscimento automatico del blocco termico ne semplifica gli scambi
- ▶ Garanzia di 2 anni



www.starlab.click/mixerhc



Codice: S8012-0000

*Prezzo senza blocco.

Descrizione	Codice	Prezzo
Termoblocco per 24 microprovette da 0,5 ml ¹⁾	S8012-0010	299,00 €
Termoblocco per 24 microprovette da 1,5 ml ¹⁾	S8012-0011	299,00 €
Termoblocco per 24 microprovette da 2,0 ml ¹⁾	S8012-0012	299,00 €
Termoblocco per 8 tubi da centrifuga da 15 ml	S8012-0015	299,00 €
Termoblocco per 8 tubi da centrifuga da 50 ml	S8012-0016	299,00 €

¹⁾Incluso: Iso-Rack.



ISO Rack – Facile gestione di campioni multipli.



Nove blocchi termici intercambiabili per tutte le necessità.

TubeOne®

A PARTIRE
DA

6,99€



- ▶ Centrifugabili fino a 20,000 x g
- ▶ Temperatura di utilizzo: da -80 °C a 121 °C
- ▶ Certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free

Descrizione	Confez.	Codice	Prezzo
1.5ml TubeOne®	500	S1615-5500	6,99 €
2.0ml TubeOne®	200	S1620-2700	23,99 €

Tubi da Centrifuga

A PARTIRE
DA

36,50€



- ▶ Confezione dei rack in cartone
- ▶ USP Classe VI, non citotossico e sterile (SAL 10⁻⁶)
- ▶ Certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, e Pyrogen free

Descrizione	Confez.	Codice	Prezzo
Tubo 15 ml, conico, sfuso (sterile)	10 x 50	E1415-0100	36,50 €
Tubo 15 ml, conico, rack (sterile)	20 x 25	E1415-0700	41,90 €
Tubo 50 ml, conico, sfuso (sterile)	10 x 50	E1450-0100	47,50 €
Tubo 50 ml, conico, rack (sterile)	20 x 25	E1450-0700	52,80 €
Tubo 50 ml, con bordo, sfuso (sterile)	20 x 25	E1450-0400	59,50 €

get
GREEN
with
STARLAB

CytoOne® Prodotti per Colture Cellulari

Per una crescita cellulare ottimale e una manipolazione sicura.



Le tue cellule si meritano il meglio!

CytoOne® offre convenienza accompagnata da caratteristiche quali: zone zigrinate per il grip su petri e piastre, per migliorare la presa. Flasks confezionate in sacchetti di facile apertura e richiudibili. Design per eliminare le contaminazioni crociate. Piastre, Flask e Petri CytoOne® sono certificate sterili ai raggi gamma (SAL10⁻⁵).

Piastre multipozzetto CytoOne®, trattate

- ▶ I pozzetti impediscono le cross contaminazioni
- ▶ Trasferimento di temperatura uniforme
- ▶ La bordatura ventilata permette una ottimale distribuzione termica

Descrizione	Confez.	Codice	Prezzo
Piastra a 6 pozzetti, trattata	50	CC7682-7506	33,00 €
Piastra a 12 pozzetti, trattata	50	CC7682-7512	44,00 €
Piastra a 24 pozzetti, trattata	50	CC7682-7524	37,00 €
Piastra a 48 pozzetti, trattata	50	CC7682-7548	46,00 €
Piastra a 96 pozzetti, trattata	50	CC7682-7596	45,00 €

Flasks CytoOne® ventilate

- ▶ 100 % a tenuta stagna
- ▶ Bordatura ventilata per una ottimale distribuzione termica
- ▶ Zigrinature anti-inclinazione migliora la stabilità
- ▶ L'ampio collo permette un facile accesso

Descrizione	Confez.	Codice	Prezzo
Flask T-25, trattate, ventilate	30 × 10	CC7682-4825	155,00 €
Flask T-75, trattate, ventilate	20 × 5	CC7682-4875	89,00 €
Flask T-150, trattate, ventilate	8 × 5	CC7682-4815	59,00 €
Flask T-225, trattate, ventilate	5 × 5	CC7682-4822	65,00 €
Flask T-25, non trattate, ventil.	30 × 10	CC7672-4825	169,00 €
Flask T-75, non trattate, ventil.	20 × 5	CC7672-4875	99,00 €
Flask T-150, non trattate, ventil.	8 × 5	CC7672-4815	65,00 €
Flask T-225, non trattate, ventil.	5 × 5	CC7672-4822	65,00 €

Piastre Petri CytoOne®, Trattate

- ▶ Base piatta resistente a torsioni
- ▶ Il coperchio permette il passaggio di aria
- ▶ Piastre impilabili con design ventilato
- ▶ Coperchio che minimizza la formazione di condensa

Descrizione	Confez.	Codice	Prezzo
Petri 35 × 10 mm, trattata	10 × 30	CC7682-3340	33,00 €
Petri 60 × 15 mm, trattata	10 × 30	CC7682-3359	33,00 €
Petri 100 × 20 mm, trattata	10 × 30	CC7682-3394	69,00 €
Petri 150 × 20 mm, trattata	5 × 12	CC7682-3614	39,00 €

A PARTIRE
DA
33 €



A PARTIRE
DA
59 €



Flasks con filtro trattate

A PARTIRE
DA
33 €




PCR Piastre per i maggiori Cyclers

100 PIASTRE
A PARTIRE DA

130,00€


PIASTRE UNIVERSALI ADATTE ALLA MAGGIOR PARTE DEI DISPOSITIVI



0,1 ml Non Bordate Universali

compatibile con i più comuni termo-
ciclatori da 0,1 ml (tranne FAST)


E1403-0200-C (100 piastre)
Prezzo: 130,00 €



0,2 ml Non Bordate Universali

compatibile con i più comuni termo-
ciclatori da 0,2 ml (tranne FAST)


E1403-1200-C (100 piastre)
Prezzo: 130,00 €



0,2 ml Semi-Bordate, bordi dritti

compatibile con i più comuni termo-
ciclatori da 0,2 ml (tranne FAST)

I1402-9800-C (100 piastre)
Prezzo: 130,00 €



Piastra per Biorad CFX 96

0,2 ml Bordate

adatte a Eppendorf Gradient, Nexus
family, Mastercycler Pro & Realplex

E1403-5200-C (100 piastre)
Prezzo: 130,00 €


Piastre per ABI Systems



0,1 ml Piastre FAST

StepOne Plus, Veriti 0,1ml, 7500
FAST, 9800 FAST, Quant Studio 12K
Flex, ViiA7

E1403-7700-C (100 piastre)
Prezzo: 130,00 €



0,2 ml Semi-Bordate


TAQ-MAN® style: compatibile con
0,2ml ABI, Techne & Thermo Hybad
cyclers (tranne FAST)

E1403-8200-C (100 piastre)
Prezzo: 130,00 €



96-Well Piastra per LightCycler 96 o LightCycler 480

I1402-9909-C (100 piastre)
Prezzo: 200,00 €



384-Well Piastra per LightCycler 480

E1042-9909-C (100 piastre)
Prezzo: 200,00 €

E' LA PIASTRA PIÙ ADATTA? Controlla qui la compatibilità. ▶

www.starlab.click/pcr-compatibility



PCR Opzioni di Sigillatura

Tappetino sigillante in silicone (autoclavabile)



Riutilizzabile. Ultra flessibile.
Può essere tagliato su misura.

E1403-0000 (5 tappeti)

(NOTA: i tappetini sigillanti non
sono adatti per applicazioni
Realtime-PCR)

INVECE DI
57,70€

19,99 €

Fogli autoadesivi per PCR



E2796-9792 (100 fogli)

Foglio in alluminio StarSeal (per PCR)

E2796-9793 (100 fogli)

Film trasparente in poliolefina StarSeal
(per PCR)

INVECE DI
77,50€

31,99 €



E2796-9795 (100 fogli)

Film superiore in poliolefina StarSeal
Xtra-Clear (per qPCR)

INVECE DI
240,50€

99,00 €

PREZZO

1.685€

Microcentrifuga 24



CE

Codice:
S8030-0000



www.starlab.click/microcentrifuge24

Small space, Big results!

La nuova Microcentrifuga 24 è lo strumento ideale per chi cerca una microcentrifuga versatile e personale per tutte le applicazioni giornaliere di biologia molecolare e non solo.

Caratteristiche

- ▶ Comodità e facilità d'uso
- ▶ Compattezza salva-spazio
- ▶ Apertura coperchio automatica a fine corsa
- ▶ Chiusura del coperchio semplice (motorizzata)
- ▶ Funzione short-spin
- ▶ Tastiera di facile pulizia


Capacità:

- ▶ Fino a 21,300 g (15,060 rpm)
- ▶ Fino a 24 x 2.0 ml tubes
- ▶ Fino a 32 x 0.2 ml PCR tubes
- ▶ Diversi adattatori disponibili


Microcentrifuga 24 - Small space, Big results!

Con una forza centrifuga relativa massima di 21300 x g, la Microcentrifuga 24 può essere utilizzata per tutti i più comuni protocolli e kit DNA/RNA presenti sul mercato. Grazie all'ingombro ridotto, la Microcentrifuga 24 si adatta perfettamente a qualsiasi banco da laboratorio.


PREPARAZIONI DNA/RNA



ESTRAZIONI GEL DNA



PURIFICAZIONI DNA, PLASMIDI, PCR



Passionate for Science.



www.starlab.it