

Validità: Feb. - Mag. 2018

# OFFERTE Speciali

SosteniAMO la ricerca



*Festeggia con noi i 20 ANNI di TipOne®!*

Il 2018 è l'anno dei TipOne!

Festeggia con noi usufruendo degli incredibili sconti riservati per questo grande evento!



Seguite gli sviluppi sul nostro nuovo SITO;  
imperdibili occasioni con la campagna "Back to '98!"

Passionate for Science  
[www.starlabgroup.com](http://www.starlabgroup.com)



20 anni di TipOne®!

# TipOne La scelta migliore!

## Perché è la scelta migliore?

L'unico puntale progettato al computer per essere utilizzato, oltre che con le micro pipette di produzione STARLAB, anche con le più comuni micro pipette in commercio, garantendo sempre accuratezza e precisione. L'ampia gamma di volumi (da 0,1 µl a 1.250 µl) e le procedure automatizzate di fabbricazione garantiscono qualità e affidabilità totale di ogni singolo puntale.



Puntali certificati CE secondo 93/68/EEC e 93/42/EEC



Tecnologia UltraPoint! Evita la ritenzione del campione



Disponibili in una vasta gamma di volumi!



Filtro ad alta efficienza. Blocca più del 99% dei contaminanti!



Apertura coperchio 120°, incernierato!



Supporto contenente tutte le informazioni per l'identificazione



In polipropilene 100% vergine, sacchetto in PE riciclabile!



Universali, compatibili con la maggior parte delle pipette!



Certificati esenti da RNase / DNase, DNA e pirogeni



Prodotti in ambiente sterile e certificato



Rack solido e molto stabile per lavorare comodamente. Autoclavabile!



Colour Coding per una facile identificazione

# TipOne Puntali con Filtro

## Filtri TipOne®

I filtri dei puntali TipOne® sono prodotti in purissimo polietilene ad alta densità (HDPE) e non contengono additivi che possano interagire con il tuo campione. I filtri TipOne® sono idrofobici e non assorbono il tuo prezioso campione come fanno altri filtri sigillanti. I puntali con filtro TipOne® sono in grado di bloccare oltre il 99 % dell'aerosol.



TipOne® Puntali con Filtro in Confezione Singola			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
S1121-3810	TipOne® 10µl Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 54,30
S1120-3810	TipOne® 10µl XL Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 54,30
S1123-1810	TipOne® 20µl Ultra Point, Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 54,30
S1123-1840	TipOne® 100µl Ultra Point, Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 54,30
S1120-8810	TipOne® 200µl Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 54,30
S1126-7810	TipOne® 1000µl Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 66,30
S1122-1830	TipOne® 1000µl XL Graduato (Sterile)	960 pz.	€ 60,30

Sconto  
47%



## Festeggia con noi i 20 anni di TipOne® con i CASE a PREZZI MAI VISTI!

TipOne® Puntali con Filtro in CASE			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
S1121-3810-C	TipOne® 10µl Graduato, (Sterile)	7.680 pz.	€ 343,60 pari a € 42,95 a conf.
S1120-3810-C	TipOne® 10/20µl XL Graduato (Sterile)	7.680 pz.	€ 343,60 pari a € 42,95 a conf.
S1123-1810-C	TipOne® 20µl UltraPoint, Graduato (Sterile)	7.680 pz.	€ 343,60 pari a € 42,95 a conf.
S1123-1840-C	TipOne® 100µl UltraPoint, Graduato (Sterile)	7.680 pz.	€ 343,60 pari a € 42,95 a conf.
S1120-8810-C	TipOne® 200µl Graduato (Sterile)	7.680 pz.	€ 343,60 pari a € 42,95 a conf.
S1126-7810-C	TipOne® 1000µl Graduato (Sterile)	3.840 pz.	€ 211,80 pari a € 52,95 a conf.
S1122-1830-C	TipOne® 1000µl XL Graduato (Sterile)	3.840 pz.	€ 199,80 pari a € 49,95 a conf.

da  
€42,95  
Cad.



**SEMPLIFICA IL TUO LAVORO:**  
CODICI E PREZZI GIÀ PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.



20 anni di TipOne®!

# TipOne Una Gamma Completa!

## Lo Stack Rack compatto


- Grande stabilità
- Ottimizzato per multicanale
- Informazioni facilmente leggibili
- Autoclavabile
- Completamente in polipropilene
- Coperchio trasparente
- Perfetto per il lavoro in serie

## Il sacchetto self-standing

- Tutti i dettagli nella pagina a fianco!
- A prezzi eccezionali!

## Il Refill intelligente

- Puntali a disposizione.
- "Ecofriendly"
- Torrette singolarmente confezionate
- Cinque wafer impilati.
- Informazioni facilmente leggibili.
- Massima protezione da contaminazioni
- Tutte le parti sono in polipropilene riciclabile.



## Il Rack Perfetto

- Puro polipropilene
- Stabilità eccellente
- Resistenza senza eguali.
- Disponibile in due formati
- Completamente riciclabile
- Apertura coperchio a 120°



## Il Filter Refill unico

- Ricarica veloce e semplice
- Soluzione UNICA nel suo genere!
- Confezionati singolarmente
- Sterilità dei puntali assicurata
- Salva spazio
- Completamente riciclabile

# TipOne Puntali in Sacchetto

Da Euro  
**7,42**

## Caratteristiche

- Self-standing
- Accesso più semplice
- Stoccaggio più comodo
- Banda preforata per una facile apertura
- Chiusura a zip richiudibile
- Economico
- Riciclabile

TipOne® Puntali in Sacchetto in CASE			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
S1111-3000-C	TipOne® 10µl Trasparente, Graduato	50 x 1.000 pz.	€ 510,80 pari a € 10,22 a conf.
S1110-3000-C	TipOne® 10/20µl XL Trasparente, Graduato	50 x 1.000 pz.	€ 510,80 pari a € 10,22 a conf.
S1113-1000-C	TipOne® 200µl Trasparente, Ultra Point, Graduato	25 x 1.000 pz.	€ 185,60 pari a € 7,42 a conf.
S1111-6000-C	TipOne® 1000µl Trasparente, Graduato	20 x 1.000 pz.	€ 185,40 pari a € 9,27 a conf.
S1112-1020-C	TipOne® 1250µl Trasparente, Graduato	16 x 1.000 pz.	€ 250,20 pari a € 15,63 a conf.

TipOne® Puntali in Sacchetto			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
S1111-3000	TipOne® 10µl Trasparente, Graduato	1.000 pz.	€ 13,60
S1110-3000	TipOne® 10/20µl XL Trasparente, Graduato	1.000 pz.	€ 13,60
S1113-1000	TipOne® 200µl Trasparente, Ultra Point, Graduato	1.000 pz.	€ 9,90
S1111-6000	TipOne® 1000µl Trasparente, Graduato	1.000 pz.	€ 12,40
S1112-1020	TipOne® 1250µl Trasparente, Graduato	1.000 pz.	€ 16,70

## Back to '98 - TipOne compie 20 anni!

### Festeggia con noi per tutto il 2018!

Visita il nostro sito: [www.starlabitalia.it](http://www.starlabitalia.it).

Iscriviti e sarai sempre aggiornato su promozioni, prezzi speciali e tutti i concorsi che verranno indetti da STARLAB per i 20 Anni di TipOne®!

In ogni spedizione sarà presente anche un CD che vi farà rivivere le musiche che hanno reso favolosi gli anni 90!



**SEMPLIFICA IL TUO LAVORO:**  
CODICI E PREZZI GIÀ PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA.  
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

**STARLAB**

# Nuovi Filtri per Siringa

Sconto  
**50%**  
Introduction Price!

## Quasi il 50% in meno del volume di liquido trattenuto!

I Filtri per Siringa STARLAB permettono un risparmio, anche economico, grazie all'alta efficienza nel recupero della soluzione filtrata. Prodotti secondo le più avanzate tecnologie questi filtri di 33 mm di diametro sono indicati per volumi da 10 a 200ml. Utilizzabili per terreni, additivi, soluzioni biologiche e buffer.

## Caratteristiche



In formazioni stampate sul filtro per una facile identificazione



La membrana a pori maggiormente ridotti garantisce una filtrazione più sicura



L'alta resistenza alla pressione garantisce un funzionamento sicuro



L'ampia superficie della membrana permette un lavoro semplificato e la ridotta ritenzione del filtro garantisce la massima efficienza di recupero.



Convenienza data dal confezionamento più grande: 100 pezzi a confezione!



Sterilizzati a raggi gamma

## Utilizzo Membrane:

PES = flusso rapido e "low protein binding"

PVDF = massimo "low protein binding"

Acetato di Cellulosa = filtrazione generica



### Filtri per Siringa (Sterili)

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
Membrana in PES			
E4780-1226	Filtri per Siringa da 0,22 µm, PES (Sterile), Blu, Ø 33 mm	100pz	€ 72,50
E4780-1456	Filtri per Siringa da 0,45 µm, PES (Sterile), Giallo, Ø 33 mm	100pz	€ 72,50
Membrana in PVDF			
E4780-1221	Filtri per Siringa da 0,22 µm, PVDF (Sterile), Blu, Ø 33 mm	100pz	€ 72,50
E4780-1451	Filtri per Siringa da 0,45 µm, PVDF (Sterile), Giallo, Ø 33 mm	100pz	€ 72,50
Membrana in Acetato di Cellulosa			
E4780-1223	Filtri per Siringa da 0,22 µm, Acetato di Cellulosa (Sterile), Blu, Ø 33 mm	100pz	€ 72,50
E4780-1453	Filtri per Siringa da 0,45 µm, Acetato di Cellulosa (Sterile), Giallo, Ø 33 mm	100pz	€ 72,50

# CytoOne® SISTEMI FILTRANTI...

**35%**  
di sconto

Sistema Completo



Sistema di Filtrazione per Tubi da Centrifuga



**Esclusiva STARLAB!**

## CytoOne® Sistemi di Filtrazione

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
Sistema Completo			
CC6032-7233	CytoOne® Sistema di Filtrazione, Sistema Completo, 0,2 µm, 250 ml (Sterile)	12	€ 79,20
CC6032-8233	CytoOne® Sistema di Filtrazione, Sistema Completo, 0,2 µm, 500 ml (Sterile)	12	€ 93,30
CC6032-9233	CytoOne® Sistema di Filtrazione, Sistema Completo, 0,2 µm, 1000 ml (Sterile)	12	€ 124,70
Imbuto Filtrante			
CC6062-1233	CytoOne® Sistema di Filtrazione, solo Imbuto Filtrante, 0,2 µm, 250 ml (Sterile)	12	€ 73,30
CC6062-2233	CytoOne® Sistema di Filtrazione, solo Imbuto Filtrante, 0,2 µm, 500 ml (Sterile)	12	€ 83,30
CC6062-3233	CytoOne® Sistema di Filtrazione, solo Imbuto Filtrante, 0,2 µm, 1000 ml (Sterile)	12	€ 99,70
Sistema di Filtrazione per Tubi da Centrifuga			
CC6032-1411	Sistema di Filtrazione CytoOne® per Tubi da Centrifuga, Sistema Completo, 0,2 µm, 15 ml (Sterile)	24	€ 131,30
CC6032-1402	Sistema di Filtrazione CytoOne® per Tubi da Centrifuga, Sistema Completo, 0,2 µm, 50 ml (Sterile)	24	€ 131,30
Accessori			
CC6000-1116	CytoOne® Piedistallo per Sistema di Aspirazione	1	€ 377,50
CC6000-1122	CytoOne® Anello di Supporto per Sistema di Aspirazione, 1pz per un valore di € 275,20		<b>In Sconto Merce!</b> Acquistando 3 confezioni di Sistemi Filtranti

## Perchè utilizzare CytoOne?



Baricentro più basso fornisce maggior stabilità!



Tappo Brevettato SecureGrasp™



Compatibile con bottiglie filettate GL45



Membrana Tonda in PES da 0,2µm a Gradiente di Filtrazione



Certificati Sterili, Non Citotossici e Pyrogen Free



Prodotti in strutture regolamentate a norma FDA e ISO 13485

**SEMPLIFICA IL TUO LAVORO:**  
CODICI E PREZZI GIÀ PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA.  
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

**STARLAB**



# Metti in ordine il tuo Freezer!



## Il supporto perfetto per la qPCR

Mantieni la temperatura del freezer anche sul bancone! La sezione centrale dello StarChill cambia colore quando congelato. All'aumentare della temperatura il colore dello StarChill ritorna progressivamente quello originale. Questo fornisce una prova visiva istantanea!

StarChill Freezer Rack per qPCR			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
E2396-3008	StarChill Freezer Rack qPCR	2	€ 49,60

Note: La durata di congelamento può variare in base alla temperatura ambientale. E' necessario congelare per un minimo di 8 ore a -20°C prima dell'utilizzo. Non autoclavabile



**Novità!**

## Caratteristiche StarChill qPCR

- Cambio colore: da blu a bianco
- Può ospitare tubi:
  - \* 64 x 0,1 ml (Rotor-Gene®)
  - \* 16 x 0,2 ml
  - \* 4 x 0,5 ml
- Temperatura a 4°C mantenuta per 2,5 ore.
- Dimensioni: 141 x 99 x 44 mm



Blu acceso indica una temperatura di utilizzo sicura.

Blu sbiadito segnala il progressivo aumento della temperatura.

**50% di sconto**

## StarChill Freezer Rack

Descrizione	StarChill	Colore	Codice	Conf.	Prezzo PROMO
Rack 96 pozzetti con coperchio, da utilizzare con: provette 0,2 ml (singole o strip) o piastre PCR 0,2 ml 96 pozzetti Temperatura di cambio colore: 7 °C Tempo stimato a 4 °C: circa 3 ore Dimensioni (LxPxH): 141 x 99 x 38 mm (senza coperchio); 141 x 99 x 44 mm (con coperchio)	<b>StarChill PCR</b>	Rosa (caldo) Viola (freddo)	E2396-2004	2	€ 56,80
		Giallo (caldo) Verde (freddo)	E2396-2006	2	€ 56,80
Rack 24 pozzetti con coperchio, da utilizzare con: provette da 0,5, 1,5 & 2,0 ml / provette con tappo a vite Temperatura di cambio colore: 7 °C Tempo stimato a 4 °C: circa 3 ore Dimensioni (LxPxH): 146 x 105 x 65 mm (senza coperchio) 146 x 105 x 70 mm (con coperchio)	<b>StarChill MCT</b>	Rosa (caldo) Viola (freddo)	E2396-5634	1	€ 50,50
		Giallo (caldo) Verde (freddo)	E2396-5636	1	€ 50,50
Rack da 96 pozzetti (senza coperchio), per ROBOT: provette 0,2 ml (singole o strip) o piastre PCR 0,2 ml 96 pozzetti Temperatura di cambio colore: 7 °C Tempo stimato a 4 °C: circa 2 ore Dimensioni (LxPxH): 128 x 85 x 26 mm	<b>StarChill SBS</b>	Rosa (caldo) Viola (freddo)	E2396-5654	2	€ 61,70
		Giallo (caldo) Verde (freddo)	E2396-5656	2	€ 61,70



**50%**  
di sconto

## Basta disorganizzazione... approfitta dello sconto 50%!

Per organizzare ed identificare più facilmente i diversi campioni in laboratorio.

Una vasta possibilità di scelta tra le due differenti lunghezze di nastro con tre diversi spessori ed otto colori differenti.

Nastri Colorati				
Lunghezza	Larghezza	Codice	Conf.	Prezzo Promo
12,7 metri	12,7 mm	E9127-127#	1	€ 4,00
12,7 metri	19,0 mm	E9127-191#	1	€ 5,70
12,7 metri	25,4 mm	E9127-250#	1	€ 7,40
55 metri	12,7 mm	E9055-127#	1	€ 10,80
55 metri	19,0 mm	E9055-191#	1	€ 15,60
55 metri	25,4 mm	E9055-250#	1	€ 18,70

Sostituire a # il colore desiderato.

Vedi tabella a fianco.

BLU # = 1
VERDE # = 2
ARANCIO # = 3
ROSSO # = 4
VIOLA # = 5
GIALLO # = 6
ROSA # = 0
BIANCO # = 9

Ideali per l'utilizzo in freezer, incubatori e in autoclave (da -20 °C a 121 °C)

Adesione su vetro, plastica, metallo, carta, gomma; senza lasciare residui

Resistenti a olii, acqua e acidi; sono scrivibili con penne, matite e pennarelli.

## Un posto sicuro per i tuoi campioni!


Tutti i box in polipropilene sono adatti per utilizzi con temperature da -90 °C a 121 °C e autoclavabili.

I Box bianchi in cartone dotati di rivestimento anti-umidità sono utilizzabili fino a -80 °C.

Box di Stoccaggio, Rack in Acciaio e Portaprovette in PP			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo Promo
A9023-8181	Box di stoccaggio in Cartone, 81 posti, altezza 50 mm	1 pz.	€ 3,20
I2381-2305	Box di stoccaggio in Policarbonato per Criogenia, 81 posti,	5 pz.	€ 43,20
I2602-3400	Rack in Acciaio Inox per freezer verticali (3 x 4 box)	1 pz.	€ 98,30
I2632-3400	Rack in Acciaio Inox per freezer verticali (3 x 4 box estraibili)	1 pz.	€ 167,20
I2381-5048	Starstore 81, box di stoccaggio in Polipropilene, Colori assortiti	5 pz.	€ 21,40
E9025-3615	Box trasporto e stoccaggio per tubi da centrifuga, 36 tubi da 15 ml, box Verde	2 pz.	€ 12,90
E9025-1650	Box trasporto e stoccaggio per tubi da centrifuga, 16 tubi da 50 ml, box Blu	2 pz.	€ 12,90
E2345-1099	CombiMini, rack in Polipropilene	5 pz.	€ 21,30
E2344-1099	TwisStar, rack multiprovette in Polipropilene	1 pz.	€ 27,20
I2396-5048	StarRack 96, rack reversibile in Polipropilene	5 pz.	€ 36,00





A9023-8181



I2381-2305

I box di stoccaggio sono compatibili con i Rack!



E9025-1615 e E9025-1650

I2381-5048



E2345-1099




E2396-5048



E2344-1099

I2602-3400



I2632-3400

**SEMPLIFICA IL TUO LAVORO:**  
CODICI E PREZZI GIA' PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

**S T A R**  
**L A B**

# ErgoOne® STARTER KIT - Speciale Ventesimo!

Starter Kit Pipette ErgoOne®		
Codice	Descrizione	Prezzo Promo
S7100-0003	Starter Kit da 3 pipette ErgoOne® a scelta tra quelle elencate sotto (specificare i volumi in sede d'ordine)	€ 447,00 (pari a € 149,00 cad)
S7100-0004	Starter Kit da 4 pipette ErgoOne® a scelta tra quelle elencate sotto (specificare i volumi in sede d'ordine)	€ 556,00 (pari a € 139,00 cad)
S7100-0005	Starter Kit da 5 pipette ErgoOne® a scelta tra quelle elencate sotto (specificare i volumi in sede d'ordine)	€ 645,00 (pari a € 129,00 cad)

## Prova i nostri TipOne!

Otteni il massimo dalle Pipette ErgoOne, utilizzandole in combinazione con i puntali TipOne!

### + 3 rack in sconto merce

Uno per ogni pipetta richiesta, volume equivalente.

### + 4 rack in sconto merce

Uno per ogni pipetta richiesta, volume equivalente.

### + 5 rack in sconto merce

Uno per ogni pipetta richiesta, volume equivalente.



## Pipette ErgoOne® tra cui scegliere:

- S7100-0125: 0.1 – 2.5 µl (Rossa)
- S7100-0510: 0.5 – 10 µl (Rossa)
- S7100-0220: 2 – 20 µl Standard (Gialla)
- S7100-1100: 10 – 100 µl (Gialla)
- S7100-2200: 20 – 200 µl (Gialla)
- S7110-1000: 100 – 1000 µl (Blu)



## Supporto per Pipette

Cerca tutti gli accessori per le pipette ErgoOne sul nostro nuovo sito.

Oltre al supporto a "Carosello" per 8 pipette troverai molto altro!

## Principali Caratteristiche:



Marchio CE/IVD



Blocco volume per evitare variazioni accidentali durante il pipettaggio



Display digitale a 4 cifre facilmente leggibile da destrorsi e non



Completamente autoclavabile!



Garanzia di 3 anni

# TubeOne LA MASSIMA TENUTA!

Fino al  
**40%**  
di sconto

## Microprovette TubeOne®

Le microprovette TubeOne® rimangono sigillate anche nelle condizioni più estreme: ebollizione, congelamento o centrifugazione restando comunque semplici da aprire!

Provette da Microcentrifuga da 0,5, 1,5 e 2 ml			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
S1605-0000	Provette da 0,5 ml, Trasparenti	5 x 200	€ 23,30
S1615-5500	Provette da 1,5 ml, Trasparenti	500	€ 8,60
S1620-2700	Provette da 2,0 ml, Trasparenti	500	€ 24,80

## Caratteristiche

- Zona smerigliata per la scrittura
- Trasparenza perfetta
- Centrifugazioni fino a 20.000 x g in condizioni ottimali
- Sigillate in sacchetti con zip di chiusura a pressione
- Temperatura di utilizzo: da -80 °C sino a 121 °C, autoclavabili
- Certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free

## Tubi per Preparazione da 5,0 ml

Hai bisogno di processare campioni sino a 5,0 ml e non vuoi usare provette da 15 ml? Prova le nostre nuove provette da 5,0 ml! Certificate RNase, DNase, human DNA e Pyrogen free - Temperatura di utilizzo: da -80 °C a 121 °C - Autoclavabili.

Provette da Preparazione da 5,0ml			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
E1450-1100	Provette da 5,0 ml, Coniche, Trasparenti	200	€ 25,10
E1450-1101	Provette da 5,0 ml, Coniche, Blu	200	€ 26,00
E1450-1102	Provette da 5,0 ml, Coniche, Verde	200	€ 26,00
E1450-1104	Provette da 5,0 ml, Coniche, Rosso	200	€ 26,00
E1450-1106	Provette da 5,0 ml, Coniche, Giallo	200	€ 26,00
E1450-1108	Provette da 5,0 ml, Coniche, Nero	200	€ 26,00

## Tubi da Centrifuga

I tubi da centrifuga STARLAB garantiscono la massima tenuta, assicurando condizioni di lavoro sicure! I tappi in HDPE, grazie al grip accentuato, riducono il rischio di scivolamento.

Provette da Microcentrifuga da 15 e 50 ml			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
E1415-0200	Tubi da, 15 ml, Sacchetto (Sterili)	10 x 50	€ 77,00
E1415-0800	Tubi da, 15 ml, Rack (Sterili)	10 x 50	€ 91,60
E1450-0200	Tubi da, 50 ml, Sacchetto (Sterili)	10 x 50	€ 91,60
E1450-0800	Tubi da, 50 ml, Rack (Sterili)	10 x 50	€ 111,00

## Caratteristiche

- Provette sterili trasparenti in polipropilene con tappi in HDPE
- Graduazioni facilmente visibili
- Area bianca per la scrittura
- Centrifugabili sino a (rotore basculante / angolo fisso):
- 4.000 / 15.000 x g (15 ml)
- 3.200 / 9.500 x g (50 ml)
- Certificate RNase, DNase, DNA e pyrogen free



**SEMPLIFICA IL TUO LAVORO:**  
CODICI E PREZZI GIA' PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

**STARLAB**

# DISINFETTANTE DISTEL

Disinfettante DISTEL			
Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo PROMO
SLTM302	Distel, Blu, Eucalipto, Spray pronto all'uso (1:20), flacone da 500ml	6	€ 154,00 per le 6 cf.



## Sicuro di utilizzare il guanto giusto?

Verificalo sul nostro sito con **STAR GUARD Select!**  
POWDER-FREE NITRILE GLOVES

### Come funziona:

Come trovare il guanto giusto per ogni applicazione

Se non sai quale possa essere il guanto che più si adatta al TUO lavoro in laboratorio, ti possiamo aiutare.

STARGUARDselect ti aiuterà a compiere la migliore scelta rapidamente.

STARGUARDselect ti fornirà la soluzione di protezione più adatta alle tue necessità in pochi click.

Vai sul sito [www.starlabgroup.com/starguardselect](http://www.starlabgroup.com/starguardselect).

1. Vai sul sito e premi il pulsante START.
2. Si aprirà un'ulteriore pagina con un elenco di sostanze chimiche testate con i guanti STARGUARD. Seleziona le sostanze chimiche con le quali sei maggiormente in contatto e clicca Next.
3. Verrà mostrata una lista dei guanti più adatti in base agli agenti chimici selezionati.

**Richiedi la tua campionatura gratuita  
di guanti STARGUARD®.**

### Facciamo Chiarezza:

Ecco una tabella con le condizioni di vendita utilizzando o meno il Mercato Elettronico in base all'importo dell'ordine.

	Pubbliche Amministrazioni			Clienti Privati
	€ 100 - € 250	€ 251 - € 400	Oltre € 400	
Fuori MEPA	Spese Spedizione: € 30,00 + IVA	Nessuna Spesa	Nessuna Spesa	Spese Spedizione: € 30,00 + IVA
MEPA	Spese Gestione Ordine: € 46,00 + IVA	Spese Gestione Ordine: € 16,00 + IVA	Nessuna Spesa	

Ordini inferiori a € 100,00 non verranno accettati. Promo non valida per Rivenditori..

**STARLAB Srl**, Via Pinturicchio 1, 20133, Milano

Tel: +39 02 70201040 Fax: +39 02 70201033 [info@starlabitalia.it](mailto:info@starlabitalia.it)

Richiedi offerte a [offerte@starlabitalia.it](mailto:offerte@starlabitalia.it) - Invia ordini a [ordini@starlabitalia.it](mailto:ordini@starlabitalia.it)

Passionate for Science  
[www.starlabgroup.com](http://www.starlabgroup.com)

